

SWISS PIEZOCLAST®

→ THÉRAPIE EN PROFONDEUR
PAR ONDES DE CHOC FOCALISÉES



SWISS PIEZOCLAST®

> Permet le traitement des pathologies musculosquelettiques profondes de façon efficace et confortable grâce à la TEOC* focalisées d'EMS.



* Thérapie Extracorporelle par Ondes de Choc

TEOC
FOCALISÉES



TOUT EN PRÉCISION →

> Génère de l'énergie uniquement sur l'endroit où traiter grâce aux ondes de choc focalisées

EN PROFONDEUR →

> Permet de traiter les pathologies jusqu'à 80 mm

EN DOUCEUR →

> Assure un traitement en douceur grâce aux ondes de choc focalisées générées selon le principe de fonctionnement piézoélectrique

RÉFÉRENCE DU PRODUIT

FT-204

TECHNOLOGIE

Piézoélectrique - Ondes de choc focalisées

DENSITÉ D'ÉNERGIE POSITIVE (DE+)

DE₊: 0.41 mJ/mm² - DE TOT: 0.82mJ/mm²

NIVEAU DE CAVITATION

Augmente avec l'intensité

FRÉQUENCE

Jusqu'à 8 Hz

CONFIGURATION STANDARD

Unité de commande Swiss PiezoClast®, pièce à main focale dédiée, gel pads, commande au pied avec pédale à 3 fonctions

SWISSDOLORCLAST.COM

Pour de plus amples informations: welcome@ems-ch.com

"I FEEL
GOOD"